



ISO 15197, CE 0197

Specifikationer:

Mätteknik:

Enzym:

Kalibrerings nivå:

Mätintervall:

Mått av glukoskoncentration:

Mättid:

Blodvolym:

Provtyp:

Alternativa platser:

Otillräckligt prov:

Tillägget av blodprov:

Kalibrerings:

Hematokrit intervall:

Precision:

Korrelationskoefficient:

Minneskapacitet:

Genomsnitt av resultat:

Målpåskrift:

HYPO -anmälning

HYPER - anmälning

Ketoner – anmälning

Mättnings påminnelse:

Ljudsignalen:

Testremsa:

Biosensor, Elektrokemisk (Amperometri)

Glukosdehydrogenase

Plasma (testresultatet motsvarar glukosnivå i plasma)

0,6-33,3 mmol/l (HI & LO anmälningar)

mmol/l (preinstallerat; kan inte ändas)

5 sekunder

0,8 µl färskt kapillärt helblod

Färskt kapillärt helblod från fingertoppen, primär provtyp.

Underarmen/överarmen eller handflatan

Felmeddelande; kontrollering av otillräckligt prov

Ja. Inom 3 sekunder

Med kodchip

20 % -70 %

< 5 % CV

≥ 0,98 (ISO 15197)

300 eller 400 resultat med tid och datum

7,14,30,60 respektive 90 dagar

Ja. Före mål/Efter mål

Ja. Hypoglykeminivå kan definieras (0.6 - 5.6 mmol/l)

Ja. Hyperglykeminivå kan definieras (6.7 mmol/l -33.3 mmol/l)

Ja. Om resultat är över 16.7 mmol/l.

Ja. 5 mättnings påminnelser

Ja. On/Off

On Call® Advanced testremsa;



Ekoweb Oy
ACON Diabetes Care
Pharmacy
Itäinen Pitkätatu 4 B
20520 Turku

Puh. +358 50 3633969 VAT ID
Faksi +358 26518 2549 FI10309538
info@ekoweb.fi
www.ekoweb.fi

Systemets användningsvillkor:	Mätaren har testremses utkastare. 5 – 45 °C, relativ luftfuktighet 20-90%
Batterier	2 st. 3V CR2032 litium batterier
Batteriets livslängd:	över 3000 mätningar eller ca. 3 år Mätaren slås av efter 2 minuter den sista aktion.
Mått:	90mm x 58mm x21mm
Display:	41mm x 37mm; Redig LCD-display; Font 2 cm
Vikt:	66 g (med batterier)
Flyttning av data till PC:	Ja. Med Software kit och kabel. 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity
Hållbarhet av testremsona:	18-24 månader
Hållbarhet i öppnade packning	12 månader
Hållbarhet av individuella förpackad remsona	18-20 månader
Kontrollösning	2 nivåer, 1 ja 2

Product	Productnummer	Mängd
On Call®Advanced starter förpackning*	G114-101	1
On Call® Advanced Glukos Testremсор	G134-101	50 testremсор (25 remсор x 2 burk)
	G134-111	25 testremсор (enskilda förpackad)
On Call® Advanced kontrollösning	G124-121	2 flaskor (Kontroll 1 och Kontroll 2)
On Call® Advanced ställbara blodprovstagare med ejektor	G124-111	1
On Call® Plus/Advanced sterile lansetter	G123-111	100 (25 kpl x 4)
On Call® Advanced Software kit	G124-511	1 (CD ja RS 232/USB kabel)

* On Call®Advanced Starter förpackning innehåller:

- On Call® Advanced blodglukosmätare
- 15 testremсор
- Kodchip för kalibrering
- Kontrollösning 1
- 15 sterila lansetter
- On Call® Advanced ställbara blodprovstagare med ejektor
- Transparent rör för provet från alternativa platser
- Skyddpåse
- Bruksanvisning
- Referensguide
- Snabbguide
- Garantikortet
- Dagbok



On Call® Advanced Blodglukosmätare har fem (5) års garanti.



Ekoweb Oy
ACON Diabetes Care
Pharmacy
Itäinen Pitkätatu 4 B
20520 Turku

Puh. +358 50 3633969 VAT ID
Faksi +358 26518 2549 FI10309538
info@ekoweb.fi
www.ekoweb.fi

Ekoweb Oy
Laboratory Division/ ACON Diabetes Care
On-Call® Advanced BlodGlukosmätare

1/2010

Tillverkare:

ACON Laboratories Inc
4108 Sorrento Valley Blvd, San Diego, CA-92121, USA
www.aconlabs.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany



Ekoweb Oy
ACON Diabetes Care
Pharmacy
Itäinen Pitkätatu 4 B
20520 Turku

Puh. +358 50 3633969 VAT ID
Faksi +358 26518 2549 FI10309538
info@ekoweb.fi
www.ekoweb.fi