

**ISO 15197, CE 0197****Spesifikaatiot:**

Mittaustekniikka:

Mittaus:

Mittausaika:

Näytämäärä:

Tuloksen kalibrointi:

Näyttö:

Näytetyyppi:

Vaihtoehtoinen näyte:

Hematokriittialue/vaihteluväli:

Paristo:

Pariston elinikä:

Kalibrointi:

Plasman glukoositaso:

Testiliuskan säilyvyysaika:

Avatun testipakkauksen säilyvyysaika:

Muistikapasiteetti:

**Biosensori, Glukoosioksidaasi -entsyymi
(ikodekstriini ei häiritse; soveltuu myös
peritoneaalidialyysipotilaille)****Erittäin helppo kaksivaiheinen mittaus****Alle 10s****1 µl kokoverta****Plasma (mittaustulos vastaa plasman
glukoositasoa)****Kapillaari, alitäytön tunnistus****Kapillaarinäyte sormenpästä (ensisijainen näyte)****Kyynärvarresta tai kämmenestä****30 – 55 %****Yksi 3V Litium paristo CR2032****1000 mittausta****Automaattinen koodiliuskalla****1,1 mmol/l – 33,3 mmol/l ; yksikkö tehdasasennettu****18- 24 kk avaamattomana****Yksittäispakatut testiliuskat 18–20 kk, muut 3kk****30 tulosta**



On Call® EZ Verengluukoosimittari

1.7.2009

Kontrolliliuos:	2 tasoa, 1 ja 2 (Kontrolliliuos 1 sisältyy aloituspakkaukseen)
Mittarin koko:	106 mm x 26 mm x 16 mm
Mittarin paino:	30 g (sisältäen pariston)
Näyttö:	Selkeä nestekide (LCD) näyttö
Valmistaja:	ACON Laboratories Inc., USA

Tuotteen nimi	Tuotenumero	Määrä
On Call®EZ aloituspakkaus*	G113-121	1
On Call® EZ Glukoosi mittari	G113-221	1
On Call® Plus Glukoosi testiliuskat	G133-111	50 testiliuskaa (25 liuskaa/putki x 2)
	G133-114	30 testiliuskaa (15 liuskaa/putki x 2)
	G133-115	25 testiliuskaa (yksittäispakatut)
On Call® Plus kontrolliliuos	G123-311	2 pulloa (Kontrolli 1 ja Kontrolli 2)
On Call® Plus säädettävä pistolaite	G123-211	1
On Call® Plus lansetit	G123-111	100 (25 kpl x 4)

* On Call®EZ aloituspakkaus sisältää:

- On Call® EZ glukoosimittari
- 15 kpl testiliuskaa
- Kalibrointiliuska
- Kontrolliliuos 1
- 15 kpl steriiliä lansettia
- On Call® Plus säädettävä lansettipistolaite
- Kirkas tulppa kyynärvarresta tai kämmenestä otetulle näytteelle
- Suojakotelo
- Käyttöohjemanuaali
- Referenssipikaopas
- Pikakäyttöohje aloittelijalle
- Takuukortti
- Päiväkirja



On Call® EZ veren glukoosimittarin takuu-aika on 5 vuotta.

Acon Biotech Co., Ltd.

ACON Laboratories
Itäinen Pitkäkatu 4 B
20520 Turku

www.aconlabs.fi

080098989
Puh. 050 3633969 tai
050 5645670
Faksi 02 65182549
info@aconlabs.fi