



ISO 15197, CE 0197, FDA
510(k)

Spesifikaatiot:

Mittaustekniikka:

Mittausaika:

Näytemäärä:

Tuloksen kalibrointi:

Näytteensyöttö:

Näytetyyppi:

Vaihtoehtoinen näyte:

Hematokriittialue/vaihteluväli:

Käyttölämpötila:

Paristo:

Pariston elinikä:

Kalibrointi menetelmä:

Plasman glukoositaso:

Testiliuskan säilyvyysaika:

Avatun testipakkauksen säilyvyysaika:

Korrelaatiokerroin:

Muistikapasiteetti:

Tulosten keskiarvot:

Kontrolliliuos:

Glukoosioksidaasi -entsyymi, biosensori
(ikodekstriini ei häiritse; soveltuu myös peritoneaalidialyysipotilaille)

alle 10s (mittari laskee 9,8,7...1, tulos)

1 µl kokoverta

Plasma (mittaustulos vastaa plasman glukoositasoa)

Kapillaari, alitäytön tunnistus

Kapillaarinäyte sormenpästä (ensisijainen näyte)

Kyynärvarresta tai kämmenestä

30 – 55 %

5 – 45 °C, ilman suhteellinen kosteus 20–90%

yksi 3V Litium paristo CR2032

1000 mittausta tai noin 1 vuosi

Automaattinen koodiliuskalla

1,1 mmol/l – 33,3 mmol/l (yksikköä ei voi muuttaa)

24 kk

yksittäispakatut testiliuskat 18–20 kk, muut 3kk

> 0.98 %

300 tulosta

7, 14 ja 30 päivän keskiarvot

2 tasoa, 1 ja 2

On-Call® Plus Verengluukoosimittari

1.7.2009

Mittarin koko:	85 mm x 54 mm x 20,5 mm
Mittarin paino:	49,5 g (sisältäen pariston)
Tiedonsiirto- ja käyttöohjelma:	kyllä (saatavana erikseen)
Näyttö:	selkeä nestekide (LCD) näyttö, fontti 14,5 mm

Tuotteen nimi	Tuotenumero	Määrä
On Call® Plus aloituspakkaus*	G113-111	1
On Call® Plus Glukoosi mittari	G113-211	1
On Call® Plus Glukoosi testiliuskat	G133-111	50 testiliuskaa (25 liuskaa/putki x 2)
	G133-114	30 testiliuskaa (15 liuskaa/putki x 2)
	G133-115	25 testiliuskaa (yksittäispakatut)
On Call® Plus kontrolliliuos	G123-311	2 pulloa (Kontrolli 1 ja Kontrolli 2)
On Call® Plus säädettävä pistolaite	G123-211	1
On Call® Plus lansetit	G123-111	100 (25 kpl x 4)
On Call® Plus Software kit	G123-511	1 (CD ja RS 232 kaapeli)

*** On Call® Plus aloituspakkaus sisältää:**

- **On Call® plus glukoosimittari**
- **25 kpl testiliuskaa**
- **Kalibrointiliuska**
- **Kontrolliliuos 1**
- **25 kpl steriiliä lansettia**
- **On Call® Plus säädettävä lansettipistolaite**
- **Kirkas tulppa kyynärvarresta tai kämmenestä otetulle näytteelle**
- **Suojakotelo**
- **Käyttöohjemanuaali**
- **Referenssipikaopas**
- **Pikakäyttöohje aloittelijalle**
- **Takuukortti**
- **Päiväkirja**



On Call® Plus veren glukoosimittarin takuu-aika on 5 vuotta.

Acon Biotech Co., Ltd.

ACON Laboratories
Itäinen Pitkäkatu 4 B
20520 Turku
www.aconlabs.fi

080098989
050 3633969 tai
050 56 45670
faksi 02 6518 2549
info@aconlabs.fi